



Instrucciones Para el Paciente

Su doctor ha ordenado una prueba de oximetría durante la noche para medir el nivel de oxígeno en su sangre. Si usted tiene alguna pregunta sobre las siguientes instrucciones porfavor llame a **Protecs Labs, Inc.** al numero (866) 925-1961, y le daremos la ayuda necesaria.

1. Esta prueba debe ser conducida en aire de medio ambiente normal, **usted no puede usar su oxígeno suplementario durante esta prueba**, solo puede usarlo si ha tenido instrucciones de hacerlo.
2. A la hora de dormir ponga la sonda en cualquiera de sus uñas de los dedos de la mano excepto la uña del dedo gordo. El cordón de la sonda debe correr sobre la articulación de su dedo. Porfavor quite el esmalte de su uña.
3. Si quiere asegurar la sonda en la uña de su dedo, puede usar un curita o cinta adhesiva al rededor de su dedo, sobre el cordón y entre la articulación del dedo y el aparato, de esta manera queda bien asegurada la sonda a su dedo.
4. Prenda la máquina de oximetría apretando el botón azul grande.
5. Después de apretar el botón, números aparecerán en 30 segundos. El número de arriba es el nivel de oxígeno; el número de abajo mide la velocidad del latido de su corazón (pulso).
6. Si necesita usar el baño durante la noche, quítese la sonda del dedo, ya que el oxímetro se mantiene prendido por 10 minutos. Si al regresar el oxímetro se ha apagado, préndalo apretando el botón azul grande de nuevo. Porfavor asegúrese que el oxímetro esté prendido y leyendo el nivel de oxígeno.
7. Cuando se levante en la mañana, quítese la sonda del dedo y apriete el botón azul grande haste que el oxímetro se apague.